

## TAPÓN DE PP, DIÁMETRO NOMINAL 29/32, CON PERFIL DE SELLADO



**SKU:** PG-10144435 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [diámetro](#), [nominal](#), [perfil](#), [sellado](#), [tapón](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### TAPÓN DE PP, DIÁMETRO NOMINAL 29/32, CON PERFIL DE SELLADO

Descripción: tapón de PP  
Volumen y graduación: NS 29/32.  
Característica: con perfil de sellado  
Estándar: DIN 12254  
Materiales: polipropileno  
Tamaño: 29/32

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Various Laboratory Products

COTECNO