

TAPÓN DE PP, DIÁMETRO NOMINAL 45/40, CON PERFIL DE SELLADO



SKU: PG-10144445 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [diámetro](#), [nominal](#), [perfil](#), [sellado](#), [tapón](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TAPÓN DE PP, DIÁMETRO NOMINAL 45/40, CON PERFIL DE SELLADO

Descripción: tapón de PP
Volumen y graduación: N.S. 45/40.
Característica: con perfil de sellado
Estándar: DIN 12254
Materiales: polipropileno
Tamaño: 45/40

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO