

TAPÓN DE PP, DIÁMETRO NOMINAL 60/46 CON PERFIL DE SELLADO



SKU: PG-10144446 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [diámetro](#), [nominal](#), [perfil](#), [sellado](#), [tapón](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TAPÓN DE PP, DIÁMETRO NOMINAL 60/46 CON PERFIL DE SELLADO

Descripción: tapón de PP

Volumen y graduación: N.S. 60/46.

Característica: con perfil de sellado

Estándar: DIN 12254

Materiales: polipropileno

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO