

TAPÓN DE SUCCIÓN PARA BOTELLA GL45



Características

- Esterilizable en autoclave (material PP)
- La tapa de succión para la botella GL45 puede hacer que una botella de pañuelos, típica funcione como una botella de succión. Es esterilizable en autoclave, reutilizable, de fácil montaje e ideal para la succión general de líquidos residuales.

SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios](#), [Accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tapa de succión GL45 Información para pedidos

Número de pieza del producto Producto

| | |
|----------------|--|
| 197000-60 | Tapa de succión para botella GL45 |
| 197000-63 | Junta tórica de silicona para botella GL45 |
| 197000-60-500 | Botella de almacenamiento GL45 de 500 ml con tapón de succión |
| 197000-60-1000 | Botella de almacenamiento GL45 de 1000 ml con tapón de succión |
| 197000-60-3500 | Botella de almacenamiento GL45 de 3500 ml con tapón de succión |
| 199100-68-5 | Tubo de silicona ($\Phi 4.2 \times \Phi 8 \text{mm}$), 5cm |
| 197100-01 | Sistema de succión portátil Lafil 100 Plus |
| 197403-11(22) | Lafil 400 - Sistema de succión portátil BioDolphin AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz) |
| 191000-00 | Kit de succión BioDolphin (color azul claro) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO