

TAPÓN DE SUCCIÓN PARA BOTELLA GL45



Características

- Esterilizable en autoclave (material PP)
- La tapa de succión para la botella GL45 puede hacer que una botella de pañuelos, típica funcione como una botella de succión. Es esterilizable en autoclave, reutilizable, de fácil montaje e ideal para la succión general de líquidos residuales.

SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios](#), [Accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tapa de succión GL45 Información para pedidos

Número de pieza del producto Producto

197000-60	Tapa de succión para botella GL45
197000-63	Junta tórica de silicona para botella GL45
197000-60-500	Botella de almacenamiento GL45 de 500 ml con tapón de succión
197000-60-1000	Botella de almacenamiento GL45 de 1000 ml con tapón de succión
197000-60-3500	Botella de almacenamiento GL45 de 3500 ml con tapón de succión
199100-68-5	Tubo de silicona ($\Phi 4.2 \times \Phi 8 \text{mm}$), 5cm
197100-01	Sistema de succión portátil Lafil 100 Plus
197403-11(22)	Lafil 400 - Sistema de succión portátil BioDolphin AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)
191000-00	Kit de succión BioDolphin (color azul claro)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO