

## TAPÓN DE VIDRIO, VIDRIO TRANSPARENTE NS 10/19.



**SKU:** PG-6 94610 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [tapón](#), [transparente](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### TAPÓN DE VIDRIO, VIDRIO TRANSPARENTE NS 10/19.

Descripción: Tapón de vidrio.

Volumen y gradación: NS 10/19.

Característica: Vidrio transparente

Característica adicional: con placa hexagonal, hueca.

Estándar: DIN 12252

Materiales: vidrio de borosilicato.

Tamaño: 10/19

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Various Laboratory Products

COTECNO