

TAPÓN DOSIFICADOR POLYFIX 10 + 50 ML



SKU: PG-101 08920K | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [dosificador](#), [POLYFIX](#), [tapón](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TAPÓN DOSIFICADOR POLYFIX 10 + 50 ML

Descripción: Dispensador de corchos.

Nombre del producto: POLYFIX

Volumen y graduación/tamaño: 10 + 50 ml.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 121°C.

Materiales: PP.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO