

TAPÓN PARA JERINGA DHA, 10 UDS. 20 - 100ML



SKU: PG-7 15101 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [100ml](#), [DHA](#), [jeringa](#), [para](#), [tapón](#), [uds](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TAPÓN PARA JERINGA DHA, 10 UDS. 20 - 100ML

Descripción: Tapón para jeringa de DHA, 10 uds.

Volumen y graduación: 20 - 100 ml.

Tamaño: 20 - 100

[Source link](#)

[All Glass Syringes OPTIMA](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

All Glass Syringes OPTIMA

COTECNO