

TAPÓN TS CON PERFIL DE SELLADO, PP, TS 7,5/16



SKU: PG-10144405 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [perfil](#), [sellado](#), [tapón](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TAPÓN TS CON PERFIL DE SELLADO, PP, TS 7,5/16

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO