

TARROS DE PESAJE DURAN



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios y Repuestos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tarros de Pesaje Duran Información del producto:

Las 12 botellas de pesaje Duran del Sedimat 4-12 contienen una suspensión definida de una de las cuatro fracciones de suelo analizadas ($<63 \mu\text{m}$). Con una pipeta automática, se succionan 10 ml de suspensión de un cilindro de medición y se vacían en una botella de pesaje. Al final, los biberones se pueden secar junto con el cargador correspondiente a 105°C (221°F).

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO