

TAZAS DE CERÁMICA P80



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios y Repuestos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tazas de Cerámica P80 Información del producto:

Las tazas de cerámica deterioradas se pueden cambiar fácilmente. La taza de cerámica P80 es adecuada para Tensio 120, 130, 140, 141 y 152.

Ø 20 mm, longitud 50 mm: tazas de cerámica para Tensio 120 y Tensio 152.

Ø 6,5 mm, longitud 20 mm: tazas de cerámica para Tensio 130, 140 y 141.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO