



## TAZAS DE MUESTRA, ESTAÑO



SKU: N / A | Categorías: [Contenedores de Muestras](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	H-1350.16		H-1350.16
	H-1350.3		H-1350.3
	H-1350.3A		H-1350.3A
	H-1350.42		H-1350.42
	H-1350.4A		H-1350.4A
	H-1350.6A		H-1350.6A

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	H-1350.70		H-1350.70
	H-1350.8A		H-1350.8A

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-1350.3A

**Tazas de muestra, estaño, 2.5 oz (71g) 1.87" (47.5mm) ID, 1.42" (36mm) de profundidad, 48 Cantidad.**



H-1350.3

Tazas de muestra, estaño, 3 oz (85g) 2.25" (57.1mm) ID, 1.42" (36mm) de profundidad, 36 Cantidad.



H-1350.4A

Tazas de muestra, estaño, 4.7 oz (133g), 2.42" (61.5mm) ID, 1.67" (42.6mm) de profundidad, 36 Cantidad.



H-1350.6A

Tazas de muestra, estaño, 5.6 oz (159g), 2.59" (66mm) ID, 1.72" (43.4mm) de profundidad, 36 Cantidad.



H-1350.8A

Tazas de muestra, estaño, 8.2 oz (232g), 3.05" (77.5mm) ID, 1.97" (50mm) de profundidad, 18 Cantidad.



H-1350.16

Tazas de muestra, estaño, 16 oz (454g), 4" (102mm) ID, 2.375" (60.3mm) de profundidad, 1 cantidad.



H-1350.42

Tazas de muestra, estaño, 42.3 oz (1200g), 6.12" (155mm) ID, 3" (76.2mm) de profundidad, 1 cantidad.



H-1350.70

Tazas de muestra, estaño. 70,5 oz (2000 g), 6,12" (155 mm) ID, 5" (127 mm) de profundidad, 1 cantidad.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO