



TAZON, ACERO INOXIDABLE, 1.5 QT. (1.4L) -H-4936



SKU: H-4936 | **Categorías:** [Bandejas](#), [Bandejas y tazones](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tazones de mezcla redonda de acero inoxidable](#) |

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tazon de mezcla redondo, acero inoxidable 7.25 "x 3" (198 x 76 mm) 1.5 qt. (1.4L)

COTECHNO



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO