

TAZON, ACERO INOXIDABLE, 16 QTS. (13.9L) -H-4939.5



SKU: H-4939.5 | **Categorías:** [Bandejas](#), [Bandejas y tazones](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tazones de mezcla redonda de acero inoxidable](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tazón de mezcla redondo, acero inoxidable 17.5 "x 6.5" (444 x 165 mm) 16 qts. (13.9L)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO