

TAZON, ACERO INOXIDABLE, 5.5 QT. (5.2L) -H-4939



SKU: H-4939 | **Categorías:** [Bandejas](#), [Bandejas y tazones](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tazones de mezcla redonda de acero inoxidable](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tazon de mezcla redondo, acero inoxidable 10.75 "x 4.75" (273 x 121 mm) 5.5 qt. (5.2L)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO