

## TAZON, ACERO INOXIDABLE, 8 QT. (7.6L) -H-4938



**SKU:** H-4938 | **Categorías:** [Bandejas](#), [Bandejas y tazones](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tazones de mezcla redonda de acero inoxidable](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tazon de mezcla redondo, acero inoxidable 12.5" x 5.5" (318 x 140mm) 8 qt. (7.6L)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO