

## TBAL K / TBALD K SENSOR DE TERMOPAR K PARA ALTA TEMPERATURA CON PROTECCIÓN DE CERÁMICA



Kimo's TBAL K / TBALD K es un termopar K para altas temperaturas con protección cerámica. Tiene un rango de medición de hasta +1.150 ° C.

Termopar K

Montaje con funda de cerámica

Acoplamiento Ø21.3 mm (longitud personalizada)

Funda de cerámica refractaria hermética (CRE 610)

Estándar Ø15 mm (longitud personalizada)



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sondas de temperatura](#), [Temperatura](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO