

TECLADO EXTERNO



Características

- Es posible conectar un teclado externo a los analizadores de leche modelos LACTOSCAN S estándar y opciones, LACTOSCAN SA estándar y opciones y LACTOSCAN LA. Con el teclado externo se puede ingresar el número de identificación de 4 dígitos del repartidor de leche (de 1 a 9999) y la cantidad de leche entregada en litros (de 0,1 a 9999,9).
- Dimensiones (W x D x H): 10 x 12,5 x 4 cm
- Peso: 0,570 kg
- Caja de acero inoxidable

SKU: LACTOSCAN-TECLADOE | **Categorías:** [Accesorios](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO