

TEMPORIZADOR DE CUENTA REGRESIVA DIGITAL -HT-5011



SKU: HT-5011 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Temporizadores ASTM](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ideal para ver desde el otro lado de una habitación, fácilmente visible desde 50 pies con números altos de 1-1 / 3 pulgadas. La operación intuitiva de tres botones elimina las instrucciones de lectura. El temporizador trazable tiene una memoria de recuperación automática para sincronizaciones repetitivas. El rango de tiempo es de 99 minutos, 59 segundos. La resolución es 1 segundo, la precisión es 0.01%. Individualmente, se proporciona un certificado de calibración rastreado, y viene con soporte de banco de caballete y respaldo magnético para montaje en cualquier lugar

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO