

## TENAZA, DAY'S PINCHCOCK -H-8630



**SKU:** H-8630 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de alambre](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tenaza Day's Pinchcock, con alambre de acero niquelado. La abertura de la mandíbula es de  $\frac{3}{8}$ " (10 mm) y  $2\frac{5}{8}$ " (67 mm) de longitud.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO