

TENAZA, DAY'S PINCHCOCK -H-8630



SKU: H-8630 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de alambre](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tenaza Day's Pinchcock, con alambre de acero niquelado. La abertura de la mandíbula es de $3/8$ " (10 mm) y $2-5/8$ " (67 mm) de longitud.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO