


## TENAZA DE BURETA, REDONDA, ACERO -H-8000



**SKU:** H-8000 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de bureta](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tenaza de bureta. Redonda, Acero, Zincado, 3/8 "a 1-3 / 8" (10 a 35 mm) Abertura de mandíbula, 6-3 / 8 "(162 mm) de longitud

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO