

## TENAZA DE TUBO DE ENSAYO, MADERA -H-8585



**SKU:** H-8585 | **Categorías:** [Abrazaderas especiales](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta abrazadera está construida de madera dura con un acabado liso y un resorte de cierre automático. La abrazadera aceptará tubos de hasta 3/4 "(19 mm) de diámetro. La longitud total es de 7" (178 mm).

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO