

## TENAZA DE TUBO DE ENSAYO (SEMI-MICRO) -H-8575



**SKU:** H-8575 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de alambre](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para Tubo de ensayo (Semi-Micro). Cierre automático, mandíbula redonda, alambre de latón liso. Abertura de la mandíbula de 3/4 "(19 mm), 5" (127 mm) de longitud

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO