



## TENAZA DE TUBO DE ENSAYO STODDARD, CON AGARRADERAS PARA LOS DEDOS - H-8595



**SKU:** H-8595 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de alambre](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

COTECHNO



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para Tubo de ensayo (Stoddard con agarraderas para los dedos). Cierre automático, mandíbula rectangular, alambre de latón liso Construcción de mandíbulas. A la abertura de la mandíbula de 1-1 / 4 "(32 mm), longitud de 6" (152 mm)

COTECHNO



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO