

## TENAZA DE TUBO DE ENSAYO (STODDARD) -H-8580



**SKU:** H-8580 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de alambre](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para Tubo de ensayo (Stoddard). Cierre automático, mandíbula rectangular, alambre de latón liso. Abertura de la mandíbula de 1 "(25 mm), 5" (127 mm) de longitud

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO