


TENAZAS DE BURETA. REDONDA, CON MANDÍBULAS REVESTIDAS DE PLASTISOL - H-8002



SKU: H-8002 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Tenazas de bureta](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tenazas de bureta. Redonda, con mordazas revestidas de Plastisol, abertura de mandíbula de $\frac{3}{8}$ " a $1\frac{3}{8}$ " (10 a 35 mm), $6\frac{3}{8}$ " (162 mm) de longitud

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO