

TENAZAS DE EXTENSIÓN GRANDE (MANDÍBULA GIRATORIA) -H-8390



SKU: H-8390 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de bureta](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tenaza de extensión universal (mandíbula giratoria), modelo de mandíbula grande, mandíbulas giratorias de acero estampado; mango de acero forjado, 3/8 "de diámetro con mordazas recubiertas de plastisol. Condensadores y formas irregulares. Apertura de la mandíbula a 3" (51 mm), 10 "(254 mm) de longitud

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO