

TENAZAS DE EXTENSIÓN (MANDÍBULA GIRATORIA) -H-8370



SKU: H-8370 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de bureta](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tenazas de extensión (Mandíbula Giratoria)

Tenazas de extensión universal (mandíbula giratoria), mandíbulas giratorias de acero estampado; mango de acero forjado, 3/8 "de diámetro con mordazas recubiertas de plastisol. Condensadores y formas irregulares. Apertura de la mandíbula a 2" (51 mm), 8-3 / 4 "(222 mm) de longitud.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO