

## TENAZAS MOHR, MEDIANA -H-8610



**SKU:** H-8610 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de alambre](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mediano. Alambre de acero niquelado de borde redondo plano Construcción de mandíbula. a 1/2 "(13 mm) de apertura de la mandíbula, 2-3 / 4 (70 mm) de longitud

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO