

TENSIÓMETRO TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PL-300 TENSIO 150



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios y Repuestos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tensiómetro Transductor de Presión PL-300 Tensio 150 Información del producto:

Usando el tensiómetro de transductor de presión PL-300 Tensio 150, la tensión del agua del suelo se puede medir junto con la medición de conductividad neumática. Este tensiómetro se desarrolló especialmente en relación con el PL-300.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO