

TERMÓMETRO, ACCESORIO REGISTRADOR DE DATOS PARA HT-4132 -HT-4325



SKU: HT-4325 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sistema completo DAS-4™ para usar con el termómetro HT-4132. El registrador captura y almacena hasta 8000 bytes (más de 1,000 lecturas). Ideal para aquellos que quieren capturar lecturas de campo y subir a la computadora.

Las lecturas pueden tomarse a intervalos de 1 segundo a 99 horas. Las lecturas almacenadas pueden descargarse a cualquier PC y visualizarse. Incluye el CD de Windows, un cable de 3 pies (USB suministrado, serie y conexiones de instrumentos).

El cable se conecta al instrumento y la computadora.

Cuatro pilas alcalinas AA suministradas.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO