

## TERMÓMETRO, ALARMAS DE DIGITOS GRANDE C ° -HT-4143



**SKU:** HT-4143 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Interior/Exterior](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Termómetros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los grandes dígitos de 1.125 "muestran las temperaturas de la sonda y la temperatura ambiente, que se pueden ver desde un laboratorio. Este exclusivo termómetro de cuatro alertas proporciona un control preciso incluso de los cambios de temperatura más leves.

El rango es: -58 a 158 ° F o - 50 a 70 ° C con una resolución de 0.1 ° y una precisión de  $\pm 1$  ° C. Los controles del panel frontal son fáciles de configurar. Las alarmas se pueden configurar para que se activen a una temperatura superior o inferior, o entre o fuera dos configuraciones. Viene con certificado de calibración trazable.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO