

TERMOMETRO DE ALCOHOL ROJO DE -10 A 110, BELLTERMA-10A110



Código del Producto: BellVid-TermoAlcoh10-110

Código Alt: BellTermA-10a110

SKU: BellTermA-10a110 | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#), [otros](#), [Termómetro de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código del Producto: BellTermA-10a110

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO