

## TERMÓMETRO, DE BOLSILLO -H-3540



**SKU:** H-3540 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Lápiz, De bolsillo](#), [Termómetros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vástago largo de 5 ", vidrio templado de gran calibre con líquido no tóxico, incluye funda de bolsillo de plástico y clip.

Rango de 0 a 220 ° F con divisiones de 2 ° F.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO