

## TERMÓMETRO DE BOLSILLO, NO TÓXICO Y BULBO DE COBRE -H-3547



**SKU:** H-3547 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Lápiz, De bolsillo](#), [Termómetros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vástago largo de 5 ".

Termómetro líquido no tóxico, cuenta con un bulbo recubierto de cobre para resistir el corte, incluye un estuche de bolsillo de metal y un clip.

Rango: 0 a 120 ° F, Divisiones: 1 ° F

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO