

TERMÓMETRO DE COCINA TERMÓMETRO DE CARNE PARA BARBACOA BELL- TERMOCOCI



SKU: B-01-62-0100-0158 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

Lectura Instantánea Digital

Termómetro de carne

- Pantalla LCD HD;
- Resistencia al agua IP67;
- Teclado de goma de silicona;
- tiempo de respuesta rápido de 3 segundos;
- Dos imanes potentes en la parte posterior;
- sonda de acero inoxidable de grado alimenticio 304.



Rango de Aplicación

Termómetro para carne: su mejor ayudante de cocina



Nombre:	Termómetro de Carne
Rango de temperatura	-50 ~ 300°C(-58 ~ 572°F)
Precisión	±1°C (0~150°C); ±2°C (En Otro Rango)
Resolución de Pantalla	0,1°C / °F
Tiempo de Respuesta	2 ~ 3 Segundos
Fuente de Alimentación	3V; Batería del botón de 1pc CR2032
Tamaño del Producto	163*37*17.5 mm η
Peso Bruto	82g
Color	Rojo
Material	Plástico ABS + SS 304
Nivel Impermeable	IPX67
Paquete	EPE+Caja de color + Cartón de envío
Código HS	9025800000
Garantía	12 meses
Longitud de la sonda	110 mm ι
Diámetro de la sonda	3 mm ι



Interruptor C / F (Calibración)

Retención de Lectura de Temperatura
(Registro Mínimo Máximo)

Retroiluminación Azul



Compartimento para Pilas &
Pila de botón CR2032

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO