

TERMÓMETRO, DIGITAL, BOLSILLO CON FUNDA: PRECISIÓN DE $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$. - HT-4050U



Termómetro digital de bolsillo con funda

Cuenta con certificado de calibración trazable y botón de retención. Rango de -50 a 300°C . Longitud del vástago $3.5''$. Longitud total $7''$.

SKU: HT-4050U | **Categorías:** [Humboldt](#), [Termómetros](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HT-4050

Termómetro, Digital, Bolsillo con Funda: Precisión de $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$



HT-4050U

Termómetro, Digital, Bolsillo con Funda: Precisión de $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$.

Código del Producto

HT-4050U

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO