

## TERMÓMETRO, DIGITAL, BOLSILLO CON FUNDA: PRECISIÓN DE $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ . - HT-4050U



### Termómetro digital de bolsillo con funda

Cuenta con certificado de calibración trazable y botón de retención. Rango de  $-50$  a  $300^{\circ}\text{C}$ . Longitud del vástago  $3.5''$ . Longitud total  $7''$ .

**SKU:** HT-4050U | **Categorías:** [Humboldt](#), [Termómetros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **HT-4050**

Termómetro, Digital, Bolsillo con Funda: Precisión de  $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$



### **HT-4050U**

Termómetro, Digital, Bolsillo con Funda: Precisión de  $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ .

## Código del Producto

HT-4050U

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO