

## TERMÓMETRO DIGITAL (GAMA ALTA) - MARCA BELLTRONIC



El termómetro digital es adecuado para medir la temperatura corporal de forma rápida y precisa. Ampliamente utilizado en familias, hospitales, etc.

### VENTAJAS

1. La lectura es conveniente.
2. El tiempo de medición es corto.
3. Alta precisión.
4. La sugerencia de abuzzer.
5. Harmless para el cuerpo humano.
6. plata sin agua.
7. Consejo rígido Último recuerdo de lectura
8. escala SINGAL
9. Auto-off





### Parámetros técnicos

Modelo	BellTerDig-35	BellTerDig--4726	BellTerDig-4318	BellTerDig-4320	BellTerDig-4625
Distancia:	32.0 °C -42.9 °C (90.0 °F -109.9 °F)				
Exactitud	± 0.1 °C, 35.5 °C -42.0 °C (± 0.2 °F, ± 95.9 °F -107.6 °F) ± 0.2 °C por debajo de 35.5 °C o por encima de 42.0 °C (± 0.4 °F por debajo de 95.9 °F o por encima de 107.6 °F)				
Respuesta	Lectura rápida				
Propina	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
°C / °F conmutable	●	●	●	●	●
Beeper de fiebre	●	●	●	●	●

Impermeable	●	●	●	●	●
pantalla LCD	25.2 * 17.7 mm	25.0 * 16.0 mm	22 * 9 mm	23.7 * 10.7 mm	18.4 * 6.8 mm
Tipo de Batería	3V (Cr2032)	3V (Cr2032)	1.5V (LR41, SR41 o UCC 392)	1.5V (LR41, SR41 o UCC 392)	1.5V (LR41, SR41 o UCC 392)
Duración de la batería	Cerca de 2 años para el uso promedio				
Dimensión de la unidad	13.4 * 3.1 * 1.63cm	13.5 * 3.4 * 1.75cm	13.9 * 2.2 * 1.3cm	13.9 * 2.3 * 1.3cm	13.9 * 2.2 * 1.3cm
Unidad de peso	Aproximadamente 18 gramos	Aprox.22grams	Aproximadamente 12 gramos	Aprox.11grams	Aproximadamente 11 gramos
Embalaje:	1 PC / caja de regalo; 10 cajas de regalo / caja interna; 300 PC / CTN	1 PC / caja de regalo; 10 cajas de regalo / caja interna; 300 PC / CTN	1 PC / caja de regalo; 10 cajas de regalo / caja interna; 30 cajas / CTN	1 PC / caja de regalo; 10 cajas de regalo / caja interna; 30 cajas / CTN	1 PC / caja de regalo; 10 cajas de regalo / caja interna; 30 cajas / CTN
Dimensión CTN	66.5 * 45 * 47.5cm	66.5 * 45 * 47.5cm	54 * 39 * 39.5cm	54 * 39 * 39.5cm	66.5 * 45 * 47.5cm
GW	15.3kgs	15.3kgs	12.5kgs	12.5kgs	15.3kgs
NW	13.3kgs	13.3kgs	11.2kgs	11.2kgs	13.3kgs

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Termómetro de laboratorio](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellTerDig-35	Any pa_modelodt
	BellTerDig-4318	Any pa_modelodt
	BellTerDig-4320	Any pa_modelodt
	BellTerDig-4625	Any pa_modelodt

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO