

TERMÓMETRO, DIGITAL, PANTALLA GIGANTE, PRECISIÓN DE ± 2.0 ° F / ± 1.0 ° C. - HT-4049



Termómetro digital con pantalla gigante

Cuenta con certificado de calibración trazable. Rango de -58 a 302 °F (-50 a 150 °C). Longitud del vástago 5.25". Longitud total 6.5".

SKU: HT-4049 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Termómetro de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HT-4049U

Termómetro, digital, pantalla gigante, precisión de ± 0.3 °C.

Código del Producto

HT-4049

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO