

## TERMÓMETRO, DIGITAL, PANTALLA GIGANTE, PRECISIÓN DE $\pm 0.3$ °C. - HT-4049U



### Termómetro digital con pantalla gigante

Cuenta con certificado de calibración trazable. Rango de -58 a 302 °F (-50 a 150 °C). Longitud del vástago 5.25". Longitud total 6.5".

**SKU:** HT-4049U | **Categorías:** [Humboldt](#), [Termómetro de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **HT-4049U**

Termómetro, digital, pantalla gigante, precisión de  $\pm 0.3$  °C.

## Código del Producto

HT-4049U

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO