

## TERMÓMETRO, DIGITAL, PANTALLA GIGANTE, PRECISIÓN DE $\pm 2.0$ ° F / $\pm 1.0$ ° C. - HT-4049



### Termómetro digital con pantalla gigante

Cuenta con certificado de calibración trazable. Rango de  $-58$  a  $302$  °F ( $-50$  a  $150$  °C). Longitud del vástago 5.25". Longitud total 6.5".

**SKU:** HT-4049 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Termómetro de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **HT-4049U**

Termómetro, digital, pantalla gigante, precisión de  $\pm 0.3$  °C.

## Código del Producto

HT-4049

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO