





TERMÓMETRO DIGITAL (TIPO ECONÓMICO) - MARCA BELLTRONIC



SKU: N / A | Categorías: [Termómetro de laboratorio](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellTerDig-31	Any pa_modelodt
	BellTerDig-101	Any pa_modelodt
	BellTerDig-111	Any pa_modelodt
	BellTerDig-1027	Any pa_modelodt

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El termómetro digital es adecuado para medir la temperatura corporal de forma rápida y precisa. Ampliamente utilizado en familias, hospitales, etc.

VENTAJAS

1. La lectura es conveniente.
2. El tiempo de medición es corto.
3. Alta precisión.
4. La sugerencia de abuzzer.
5. Harmless para el cuerpo humano.
6. plata sin agua.
7. Consejo rígido
8. Último recuerdo de lectur
9. escala SINGAL
10. Auto-off

Parámetros técnicos

Modelo	BellTerDig-101	BellTerDig-1027	BellTerDig-111	BellTerDig-31
Distancia:	32.0 °C -42.9 °C (90.0 °F -109.9 °F)			
Exactitud	± 0.1 °C, 35.5 °C -42.0 °C (± 0.2 °F, ± 95.9 °F -107.6 °F) ± 0.2 °C por debajo de 35.5 °C o por encima de 42.0 °C (± 0.4 °F por debajo de 95.9 °F o por encima de 107.6 °F)			
Respuesta	Lectura rápida			
Propina	Rígido			
°C / °F conmutable	Opcional			
Beeper de fiebre	●			
Impermeable	—	—	—	Opcional
pantalla LCD	15.5 * 7 mm	13.5 * 6 mm	15.5 * 7 mm	15.5 * 7 mm
Tipo de Batería	1.5V (LR41, SR41 o UCC 392)			
Duración de la batería	Cerca de 2 años para el uso promedio			
Dimensión de la unidad	12.4 * 1.8 * 0.9cm	12.4 * 1.8 * 0.9cm	12.4 * 1.8 * 0.9cm	13.1 * 1.9 * 1cm
Unidad de peso	Aproximadamente 10 gramos			
Pcaking:	1 unids / caja de regalo; 10 cajas de regalo / caja interna; 30 cajas / CTN			
Dimensión CTN	50.5 * 36.5 * 32.5cm			
GW	12kgs	12kgs	12kgs	13.5kgs
NW	9.5kgs	9.5kgs	9.5kgs	10kgs

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO