

## TERMÓMETRO INFRARROJO (GAMA ALTA) - MARCA BELLTRONIC



- El termómetro infrarrojo, que se mide con radiación infrarroja, es la medición de la temperatura de la frente o del oído en dos o tres segundos. Adecuado para personas mayores, bebés, niños, hospitales y familias

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Termómetro de laboratorio](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Any pa_modelodt
	BellTerInf-101H	Código del Producto: BellTerInf-101H Tipo: Oído infrarrojo	Any pa_modelodt
	BellTerInf-215//105	Código del Producto: BellTerInf-215//105 Tipo: Frente infrarroja	Any pa_modelodt
	BellTerInf-306	Código del Producto: BellTerInf-306 Tipo: Frente infrarroja	Any pa_modelodt

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Ventajas:

- Una pantalla de cristal líquido claro
- Fácil de llevar.
- Medición de temperatura dentro de dos o tres segundos.
- Control de error en más o menos 0.2 grados.
- Sin radiación.

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellTerInf-101H	BellTerInf-306	BellTerInf-215//105
Tipo	Oído infrarrojo	Frente infrarrojo	Frente infrarrojo
Tiempo de respuesta	2 segundos	3 segundos	3 segundos
Memoria	10 memorias	10 memorias	10 memorias
Distancia	32.0 °C 0-43.0 °C (89.6 °F -109.4 °F)	32.0 °C 0-43.0 °C (89.6 °F -109.4 °F)	32.0 °C 0-43.0 °C (89.6 °F -109.4 °F)
Exactitud	± 0.2 °C, 35.5 °C -42.0 °C (± 0.4 °F, 95.9 °F - 107.6 °F)	± 0.2 °C, 35.5 °C -42.0 °C (± 0.4 °F, 95.9 °F - 107.6 °F)	± 0.2 °C, 35.5 °C -42.0 °C (± 0.4 °F, 95.9 °F - 107.6 °F)
Obeject Mode	●	—	●
Fiebre de alarma	Más de 37.8 °C (100.4 °F)	Más de 37.8 °C (100.4 °F)	Más de 37.8 °C (100.4 °F)
Iluminar desde el fondo	Opcional	Opcional	Opcional
Batería	DV3V (batería 2 * AAA)	DV3V (batería 2 * AAA)	DV3V (batería 2 * AAA)
Cubierta de la sonda	●	—	—
Dimensión de la unidad	15.5 * 3.8 * 4.7CM	15.4 * 4.1 * 4.5CM	15.5 * 3.9 * 5.0CM
Unidad de peso	Aproximadamente 40.0grams	Aproximadamente 40.0grams	Approx.85.0grams
Embalaje	1pcs / giftbox 24pcs / carton	1pcs / giftbox 24pcs / carton	1pcs / giftbox 24pcs / carton
Dimensión del cartón	32.8 * 35.7 * 36.5CM	32.8 * 35.7 * 36.5CM	32.8 * 35.7 * 36.5CM
Peso del cartón	3.6kgs	3.6kgs	3.6kgs

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO