



## TERMÓMETRO INFRARROJO (TIPO ECONÓMICO) - MARCA BELLTRONIC



El termómetro infrarrojo, que se mide con radiación infrarroja, es la medición de la temperatura de la frente o del oído en dos o tres segundos. Adecuado para personas mayores, bebés, niños, hospitales y familias.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Termómetro de laboratorio](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellTerInf-101A	Any pa_modelodt
	BellTerInf-101D	Any pa_modelodt

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Ventajas:

- Una pantalla de cristal líquido claro
- Fácil de llevar.
- Medición de temperatura dentro de dos o tres segundos.
- Control de error en más o menos 0.2 grados.
- Sin radiación.

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellTerInf-101A	BellTerInf-101D
Tipo	Oído infrarrojo	Oído infrarrojo
Tiempo de respuesta	2 segundos	2 segundos
Memoria	10 memorias	10 memorias
Distancia	32.0 °C 0-43.0 °C (89.6 °F -109.4 °F)	
Exactitud	± 0.2 °C, 35.5 °C -42.0 °C (± 0.4 °F, 95.9 °F - 107.6 °F)	
Fiebre de alarma	Más de 37.8 °C (100.4 °F)	
Iluminar desde el fondo -		Opcional
Batería	CR2032, reemplazable	CR2032, reemplazable
Cubierta de la sonda	●	—
Dimensión de la unidad	10.6 * 3.3 * 4.5CM	11.8 * 3.8 * 3.5CM
Unidad de peso	Aproximadamente 40.0grams	
Embalaje	1pcs / giftbox 100 unids / cartón	
Dimensión del cartón	49 * 31.5 * 39.5CM	
Peso del cartón	7.0kgs	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO