

## TERMÓMETRO, PISTOLA IR, INFRARROJO, 12-1 ÓPTICA -H-3593A



**SKU:** H-3593A | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Termómetros](#), [Termómetros infrarrojos digitales](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Apunte y dispare la simplicidad. Pistola IR con óptica 12: 1 de alta calidad y puntero láser. Lee ° C o ° F.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO