

TERMÓMETRO, SONDA DE 6" PARA HT-4795 - SIN RECUBRIMIENTO



SKU: HT-4795.3 | **Categorías:** [Termómetros ASTM](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sonda de termopar, 6" — -200 a +450°C (-392° a +842°F)

Sonda de termopar para usar con los termómetros digitales de mano HT-4795, HT-4796 y HT-4796-2. El rango de esta sonda es: -200 a +450 °C (-392 ° a +842 °F). Longitud x diámetro es: 150 x 3mm.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO