

## TERMÓMETRO, TALLO LARGO, DIGITAL: PRECISIÓN DE $\pm 2.0$ °F / $\pm 1.0$ °C. - HT-4353



### Termómetro digital de tallo más largo

Compatible con los siguientes estándares: ASTM D5581, ASTM D4943, ASTM D2041, ASTM [C88](#), ASTM [D4867](#), [ASTM D6925](#)

Cuenta con certificado de calibración trazable. Rango de  $-58$  a  $572$  °F ( $-50$  a  $300$  °C). Longitud del vástago 11.375". Longitud total 14.375".

**SKU:** HT-4353 | **Categorías:** [Humboldt](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **HT-4353**

Termómetro, Tallo Largo, Digital: Precisión de  $\pm 2.0$  °F /  $\pm 1.0$  °C.

### **HT-4353U**

Termómetro, Vástago Largo, Digital: Precisión de  $\pm 0.5$ °C.

## Código del Producto

HT-4353

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO