

## TERMÓMETRO, TIPO DE BOLSILLO, SIN MERCURIO -H-3542A



**SKU:** H-3542A | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Lápiz, De bolsillo](#), [Termómetros](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

5 "de tallo largo, de gran calibre, vidrio templado con líquido no tóxico.

Incluye funda de plástico y clip.

Rango: 0 a 220 ° F con 2 ° F Divisiones

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO